

ENDO KIT **(DYKE1703)**

El *ENDO KIT* (Kit de Endoscopia) tiene todos los accesorios que necesitas para realizar tus procedimientos endoscópicos. La funda acolchada ofrece un lugar limpio e impermeable para colocar el endoscopio y los accesorios durante este procedimiento, la que también sirve para el transporte sanitario de los dispositivos usados al área de reprocesamiento y limpieza. Es fácil de transportar gracias a que se convierte en un bolso de mano con cordón. La almohadilla es suave y absorbe los derrames mientras brinda protección.

Especificaciones y Contenido del Kit

- 02 mascarillas protectoras
- 02 batas
- 01 esponja enzimática tubular
- Un tubo con gel lubricante
- 02 recipientes reciclables
- Un protector para punta del endoscopio
- Válvula para biopsia
- Una jeringa de 60 ML.
- Gasa para manipular el endoscopio
- Bolsa o funda contenedora

